

TP23 – Pendule pesant

Objectifs

- Utiliser une balance de précision.
- Repérer la position d'un centre de masse et mesurer un moment d'inertie à partir d'une période.
- Mettre en œuvre un accéléromètre, par exemple avec l'aide d'un microcontrôleur.
- **Réaliser l'étude énergétique d'un pendule pesant et mettre en évidence une diminution de l'énergie mécanique.**

Étude préliminaire

On considère le pendule pesant décrit dans le document 2.

- 1. Montrer que, dans le cas où $m_t \ll m$ et si les dimensions de la masselotte sont faibles (devant quoi?), on retrouve la période du pendule simple.
- 2. Exprimer les énergies cinétique \mathcal{E}_c , potentielle \mathcal{E}_p et mécanique \mathcal{E}_m du pendule pesant en fonction de r , m , r_t , m_t , J , θ et $\dot{\theta}$.
- 3. Ouvrir l'expérience « Gyroscope (vitesse angulaire) » de Phyphox et déterminer l'orientation des trois axes de la centrale inertielle du smartphone. Les représenter sur un schéma. Comparer les résultats obtenus à ceux du TP10 – Loi de Hooke.
- 4. Préparer un programme Python en vue de l'exploitation des résultats des mesures à réaliser lors du TP. En particulier : écrire les fonctions `moment_inertie(m, R, h, r, mt, Rt, ht, rt)` et `moment_inertie_periode(m, r, mt, rt, T)` qui renvoient le moment d'inertie du pendule pesant en fonction des paramètres mesurables.

Mesure du moment d'inertie

- 5. Proposer et mettre en œuvre deux protocoles permettant de mesurer le moment d'inertie du pendule pesant. Une comparaison quantitative entre les deux mesures est attendue.

Étude énergétique

- 6. Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de tracer l'évolution de l'énergie mécanique au cours du temps.

Documents

Document 1 – Matériel

- pendule pesant
- balance
- mètre à ruban
- smartphone (le vôtre!) + Phyphox
- ordinateur + Python

Document 2 – Moment d'inertie du pendule pesant

Théorème de Huygens

On considère un solide de centre de gravité G et de masse m . Le théorème de Huygens établit le lien entre le moment d'inertie J_{Oy} du solide par rapport à un axe (Oy) et J_{Gy} , moment d'inertie par rapport à l'axe (Gy) , de même direction que (Oy) mais passant par le centre de gravité du solide. On a

$$J_{Oy} = J_{Gy} + mOG^2.$$


Moment d'inertie d'un cylindre

Pour un cylindre plein de masse m , de rayon R et de hauteur h , on a

$$J_{Gz} = \frac{1}{2}mR^2$$

et

$$J_{Gx} = J_{Gy} = m \left(\frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} \right).$$




Moment d'inertie du pendule pesant

Le pendule pesant utilisé en TP est formé de deux cylindres :

- une tige de masse m_t , de rayon R_t et de hauteur h_t ;
- une masselotte de masse m , de rayon R et de hauteur h .

La tige est accrochée à une liaison pivot d'axe (Oy) . On peut ajuster les distances $r_t = OG_t$ et $r = OG$ entre l'axe de rotation et le centre de gravité de chaque cylindre.



D'après le théorème de Huygens, le moment d'inertie du pendule pesant par rapport à l'axe (Oy) est donc

$$J = J_{Oy} = m \left(r^2 + \frac{R^2}{4} + \frac{h^2}{12} \right) + m_t \left(r_t^2 + \frac{R_t^2}{4} + \frac{h_t^2}{12} \right).$$

Par ailleurs, on montre que pour des oscillations de faible amplitude, la période T du pendule est

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{(mr + m_tr_t)g}}.$$